

Anticuerpo Policlonal Anti-Pigo Para Wb Y Elisa - Q8Teq8

Número de artículo: CM0019959

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PIGO humano, validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Adecuado para la investigación de la biosíntesis del anclaje GPI.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PIGO Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HPMRS2; PIGO
Especie	Humano
GeneID (humano)	84720
GeneID	84720
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 950-1050 de PIGO humano (NP_116023.2).
Origen	☐ Rabbit
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q8TEQ8
Peso de la proteína	119 kDa
Envío	Bolsa de hielo