

Anticuerpo Policlonal Anti-Pigp De Conejo Para Wb Y Elisa - P57054

Número de artículo: CM0012902

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la PIGP humana, una enzima clave en la biosíntesis del anclaje GPI. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada en ratón. Adecuado para estudiar la biosíntesis de GPI y trastornos del neurodesarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PIGP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DCRC; DSRC; DEE55; DSCR5; PIG-P; DCRC-S; EIEE55; PIGP
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	51227
ID de Gen	51227
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-158 de la PIGP humana (NP_710148.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P57054
Peso Molecular de la Proteína	18kDa
Envío	Bolsa de hielo