

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pigq Para Wb, Elisa - Q9Brb3

Número de artículo: CM0020925

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PIGQ validado para WB y ELISA, reactivo con muestras humanas y de ratón. Dirigido contra PIGQ, una subunidad del complejo GPI-GnT esencial para la biosíntesis del anclaje GPI. Ideal para la investigación de la vía GPI.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del producto	pAb de conejo anti-PIGQ
Observaciones/alias	GPI1; DEE77; EIEE77; MCAHS4; GPIBD19; c407A10.1; PIGQ
Especie	Humana
GeneID (humano)	9091
GeneID	9091
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de PIGQ humano (NP_683721.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9BRB3
Peso de la proteína	84 kDa
Envío	Bolsa de hielo