

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pigr Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01833

Número de artículo: CM0029065



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PIGR humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en inmunidad de mucosas y transcitosis de IgA/IgM.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	PIGR Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PIGR
Especie	Humano
ID de Gen	5284
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 460-600 del PIGR humano (NP_002635.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01833
Peso Molecular de la Proteína	83kDa
Envío	Bolsa de hielo