

Anticuerpo Policlonal Anti-Pigu De Conejo Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H490

Número de artículo: CM0019001



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo PIGU (Q9H490) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta PIGU humano, de ratón y rata, un componente de la transamidasa de anclaje GPI en el RE. Ideal para la investigación de la biosíntesis de GPI.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PIGU Conejo pAb
Observaciones/Alias	GAB1; PIG-U; NEDBSS; CDC91L1; GPIBD21; PIGU
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	128869
ID del Gen	128869
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de PIGU humano (NP_536724.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H490
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo