

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pigx Para Wb, Elisa - Q8Tbf5

Número de artículo: CM0020836

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PIGX humano (PIG-X), validado para WB y ELISA con reactividad cruzada en rata. Adecuado para estudios de biosíntesis del anclaje GPI y de la subunidad estabilizadora del complejo manosiltransferasa I.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PIGX Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PIG-X; PIGX
Especie	Humana
GeneID (humano)	54965
GeneID	54965
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 80-220 de PIGX humano (NP_060331.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	Q8TBF5
Peso de la proteína	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo