


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pik3C2A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O00443

Número de artículo: CM0018803



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PIK3C2A humana (PI3K-C2 α), que reconoce una proteína de ~191 kDa. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para estudios de señalización PI3K, secreción de insulina y tráfico intracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PIK3C2A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CPK; OCSKD; PI3-K-C2A; PI3K-C2alpha; PI3K-C2-alpha; PI3-K-C2(ALPHA); PIK3C2A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5286
GeneID	5286
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de PIK3C2A humana (NP_002636.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00443
Peso Proteico	191kDa
Envío	Bolsa de hielo