

Anticuerpo Policlonal Anti-Pik3Ca Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42336

Número de artículo: CM0013294



Introducción

PIK3CA Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal dirigido contra PIK3CA humano, de ratón y de rata (subunidad catalítica alfa de PI3K). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Adecuado para la investigación del cáncer y de la vía de señalización PI3K/AKT.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PIK3CA Rabbit pAb
Observaciones/alias	MCM; CCM4; CWS5; MCAP; PI3K; CLAPO; CLOVE; MCMTC; PI3K-alpha; p110-alpha; PIK3CA
Especie	Humano
ID del gen (humano)	5290
ID del gen	5290
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 401-600 de PIK3CA humano (NP_006209.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P42336
Peso de la proteína	124 kDa
Envío	Bolsa de hielo