

Anticuerpo Policlonal Anti-Pik3Cg Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P48736

Número de artículo: CM0029775



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a PIK3CG (PI3K gamma), adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Inmunógeno de proteína recombinante. Ideal para el estudio de la señalización de PI3K y la función de las células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PIK3CG Rabbit pAb
Notas/Alias	PI3K; PIK3; IMD97; PI3CG; PI3Kgamma; p110gamma; p120-PI3K; PIK3CG
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5294
ID del Gen	5294
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reacción Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P48736
Peso Proteico	126kDa
Envío	Bolsa de hielo