

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pik3Ip1 Para Wb Y Elisa - Q96Fe7

Número de artículo: CM0022501

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta especificidad dirigido contra PIK3IP1 humano (HGFL), un regulador negativo de la señalización hepática de PI3K. Validado para WB y ELISA; ideal para estudios de la vía PI3K y el desarrollo de ensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PIK3IP1 Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimos	HGFL; TrIP; hHGFL(S); PIK3IP1
Especie	Humano
GeneID (humano)	113791
GeneID	113791
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-160 de PIK3IP1 humano (NP_443112.2)
Fuente	☐ Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q96FE7
Peso de la proteína	28 kDa
Envío	Bolsa de hielo