

Anticuerpo Monoclonal Anti-Pik3R3/P55Pik Para Wb - Q92569

Número de artículo: CM0012253

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra PIK3R3/p55PIK (p55-GAMMA). Validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación de señalización por insulina y la vía PI3K.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PIK3R3/p55PIK mAb de conejo
Observaciones/Alias	p55; p55PIK; p55-GAMMA; PIK3R3/p55PIK
Especie	Humano
GeneID (humano)	8503
GeneID	8503
Inmunógeno	Péptido sintético que comprende los aminoácidos 362-461 de PIK3R3/p55PIK humano (Q92569)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92569
Peso molecular de la proteína	54kDa
Envío	Bolsa de hielo