

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pik3R3/P55Pik Para Wb, If/Icc, Elisa - Q92569

Número de artículo: CM0022102

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PIK3R3/p55PIK humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta p55PIK endógeno en humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la señalización PI3K y la vía de la insulina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PIK3R3/p55PIK Rabbit pAb
Observaciones/Alias	p55; p55PIK; p55-GAMMA; PIK3R3/p55PIK
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8503
GeneID	8503
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92569
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo