

Anticuerpo Monoclonal Anti-Pik3R4/Vps15 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99570

Número de artículo: CM0011517



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para PIK3R4/VPS15 (p150) humano. Adecuado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada con ratón. Útil para investigación de autofagia y endocitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PIK3R4/VPS15 mAb de conejo
Observaciones/Alias	p150; VPS15; PIK3R4/VPS15
Especie	Humano
GeneID (Humano)	30849
Inmunógeno	Péptido sintético; Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1259-1358 de PIK3R4/VPS15 humano (Q99570).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q99570
Peso proteico	153kDa
Envío	Bolsa de hielo