

Anticuerpo Policlonal Anti-Pik3R4/Vps15 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99570

Número de artículo: CM0023009



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PIK3R4/VPS15 humano (p150, subunidad p150 de la PI3-quinasa). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de la autofagia, el tráfico endosomal y la señalización de quinasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PIK3R4/VPS15 pAb de conejo
Observaciones/Alias	p150; VPS15; PIK3R4/VPS15
Especie	Humano
ID del gen	30849
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-330 de PIK3R4/VPS15 humano (NP_055417.1).
Fuente	Suero de conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q99570
Peso de la proteína	153 kDa
Envío	Bolsa de hielo