

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pikfyve Para Wb, Elisa - Q9Y2I7

Número de artículo: CM0025162



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PIKFYVE humano, la única enzima sintetizadora de PI(3,5)P2. Validado para WB y ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para investigaciones sobre la dinámica endosomal, el tráfico lisosomal y la entrada de SARS-CoV-2.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	PIKFYVE Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CFD; FAB1; HEL37; PIP5K; PIP5K3; ZFYVE29; PIKFYVE
Especie	Humano
ID de Gen	200576
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 269-545 de PIKFYVE humano (NP_055855.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y2I7
Peso Proteico	237kDa
Envío	Bolsa de hielo