

Anticuerpo Policlonal Anti-Pim1 Para Wb Y Elisa - P11309

Número de artículo: CM0017805



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PIM1 humano, validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con rata. PIM1 es una quinasa protooncogénica crítica para la supervivencia y proliferación celular. Ideal para la investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PIM1 Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	PIM; PIM1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5292
GeneID	5292
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-313 de PIM1 humano (NP_002639.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	P11309
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo