

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pim1 Para Wb, Ihc-P Y Elisa - P11309

Número de artículo: CM0016734



Introducción

Se dirige a PIM1 humano (36 kDa), una serina/treonina cinasa protooncogénica. Inmunógeno recombinante (aa 1-313). Validado para WB, IHC-P y ELISA. Reactividad cruzada: humano, ratón y rata. Compatible con la investigación oncológica y de señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PIM1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PIM; PIM1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	5292
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-313 de PIM1 humano (NP_001230115.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón y rata
SWISS	P11309
Peso de la proteína	36 kDa
Envío	Bolsa de hielo