


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pim2 Para Wb, Elisa - Q9P1W9

Número de artículo: CM0012074



Introducción

El Anticuerpo Monoclonal de Conejo PIM2 está validado para WB y ELISA, reconociendo PIM2 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar vías de señalización protooncogénicas, supervivencia celular y proliferación en investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PIM2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PIM2; serina/treonina proteína quinasa pim-2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11040
GeneID	11040
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 10-120 del PIM2 humano (NP_2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9P1W9
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo