


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pim2 Para Wb, Ip, Elisa - Q9P1W9

Número de artículo: CM0007397



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a la proteína quinasa de serina/treonina PIM2 humana, un protooncogén que regula la supervivencia y proliferación celular. Adecuado para aplicaciones de WB, IP, ELISA. Detecta una banda de aproximadamente 34 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PIM2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PIM2; proteína quinasa de serina/treonina pim-2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11040
GeneID	11040
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de PIM2 humana (Q9P1W9).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9P1W9
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo