


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pim2 Para Wb, Elisa - Q9P1W9

Número de artículo: CM0019841



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a PIM2 humano, una serina/treonina quinasa implicada en la supervivencia y proliferación celular. Adecuado para WB y ELISA con reactividad cruzada a humano y ratón; ~34kDa.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | PIM2 Rabbit pAb                                                                                                                          |
| Observaciones/Alias | PIM2                                                                                                                                     |
| Especie             | Humano                                                                                                                                   |
| ID de Gen (Humano)  | 11040                                                                                                                                    |
| ID de Gen           | 11040                                                                                                                                    |
| Inmunógeno          | Péptido Sintético   Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de PIM2 humano (NP_006866.2). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                   |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                 |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                            |
| SWISS               | Q9P1W9                                                                                                                                   |
| Peso Proteico       | 34kDa                                                                                                                                    |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                           |