

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pimreg Para Wb, Elisa - Q9BSj6

Número de artículo: CM0021137

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo PIMREG validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigar la regulación mitótica, la segregación cromosómica y la progresión del ciclo celular en muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PIMREG Conejo pAb
Observaciones/Alias	CATS; RCS1; FAM64A; PIMREG
Especie	Humano
GeneID (Humano)	54478
GeneID	54478
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de PIMREG humano (NP_001182157.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9BSJ6
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo