


Anticuerpo Policlonal Anti-Pin1 Para Wb Y Elisa - Q9C6B8

Número de artículo: CM0024045



Introducción

Anticuerpo policlonal Anti-PIN1 validado para WB y ELISA en Arabidopsis thaliana. Reconoce el componente 1 del transportador de eflujo de auxinas (PIN1, 67 kDa), apoyando estudios de transporte de auxinas y desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PIN1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ARABIDOPSIS THALIANA PIN-FORMED 1; ATPIN1; F6D5.2; F6D5_2; PIN-FORMED 1; PIN1
Especie	Arabidopsis thaliana
ID de Gen	843693
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 391-480 de PIN1 de Arabidopsis thaliana (NP_177500.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q9C6B8
Peso Proteico	67kDa
Envío	Bolsa de hielo