


Anticuerpo Policlonal Anti-Pin1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13526

Número de artículo: CM0013303



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Pin1 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta Pin1 en humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre regulación del ciclo celular, actividad isomerasa y transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Pin1 pAb Conejo
Observaciones/Alias	DOD; UBL5; Pin1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5300
ID del Gen	5300
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-163 de Pin1 humano (NP_006212.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13526
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo