


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pin1 - Q13526

Número de artículo: CM0023884



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Pin1 humano (peptidil-prolil cis-trans isomerasa que interactúa con NIMA 1) para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios del ciclo celular e investigación oncológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Pin1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	DOD; UBL5; Pin1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5300
ID del Gen	5300
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-163 de Pin1 humano (NP_006212.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13526
Peso Molecular de la Proteína	18kDa
Envío	Bolsa de hielo