

Anti-Pin4 (Par14/Par17) Pab De Conejo Para Wb Y Elisa - Q9Y237

Número de artículo: CM0023889



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a PIN4 (Par14/Par17) humano. Validado para Western blotting (WB) y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación de biogénesis de ribosomas y unión al ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	PIN4 pAb de conejo
Notas/Alias	EPVH; PAR14; PAR17; hEPVH; hPar14; hPar17; PIN4
Especie	Humano
ID del gen	5303
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-156 de PIN4 humano (NP_006214.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y237
Peso de la proteína	14kDa
Envío	Bolsa de hielo