


Anticuerpo Policlonal Anti-Pink1 (Conejo) Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Bxm7

Número de artículo: CM0030224



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la quinasa PINK1 humana; validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA en humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación de mitofagia, control de calidad mitocondrial y enfermedad de Parkinson.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PINK1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BRPK; PARK6; PINK1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	65018
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 282-581 de PINK1 humana (NP_115785.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BXM7
Peso Proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo