

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pip4K2A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P48426

Número de artículo: CM0027094



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PIP4K2A humano, validado para aplicaciones de WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Se dirige a la fosfatidilinositol 5-fosfato 4-quinasa tipo-2 alfa, una quinasa involucrada en la señalización de fosfoinosítidos y la autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PIP4K2A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PIPK; PI5P4KA; PIP5K2A; PIP5KIIA; PIP5KII-alfa; PIP4K2A
Especie	Humano
GeneID (humano)	5305
GeneID	5305
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-350 de PIP4K2A humano (NP_005019.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P48426
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo