


Anticuerpo Monoclonal Anti-Pist/Gopc Para Wb - Q9Hd26

Número de artículo: CM0003275



Introducción

Anticuerpo monoclonal Anti-PIST/GOPC para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Validado para muestras humanas, de ratón y de rata. Se dirige a la proteína PIST/GOPC (Q9HD26). Ideal para estudios de tráfico intracelular y degradación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PIST/GOPC Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CAL; FIG; PIST; GOPC1; dj94G16.2; PIST/GOPC
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	57120
ID de Gen	57120
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de PIST/GOPC humano (Q9HD26)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9HD26
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo