


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pist/Gopc Para Wb, Elisa - Q9Hd26

Número de artículo: CM0029764



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GOPC humano (PIST/CAL/FIG) para aplicaciones de WB y ELISA. Detecta una banda de 51kDa en muestras de humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de tráfico intracelular y degradación de receptores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PIST/GOPC Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CAL; FIG; PIST; GOPC1; dJ94G16.2; PIST/GOPC
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57120
GeneID	57120
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 195-454 del PIST/PIST/GOPC humano (NP_001017408.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9HD26
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo