

Anticuerpo Monoclonal Anti-Pit1/Pou1F1 Para Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P28069

Número de artículo: CM0012638



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Pit1/POU1F1 validado para WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA. Detecta POU1F1 de humano, ratón y rata; peso molecular de 33kDa. Ideal para investigación sobre desarrollo pituitario y regulación de genes hormonales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Pit1/POU1F1 Rabbit mAb
Notas/Alias	PIT1; CPHD1; GHF-1; Pit-1; POU1F1a
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5449
ID del Gen	5449
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 de la POU1F1 humana (NP_000297.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P28069
Peso Molecular de la Proteína	33kDa
Envío	Bolsa de hielo