

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pitpna Para Wb, If/Icc, Elisa - Q00169

Número de artículo: CM0013938



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo purificado por afinidad dirigido contra PTPNA humana. Validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. PTPNA es una proteína de transferencia de lípidos crucial para el transporte y señalización de membrana de PI/PC.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra PTPNA
Observaciones/Alias	PTPN; VIB1A; HEL-S-36; PI-TPalpha; PTPNA
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5306
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 211-270 de PTPNA humana (NP_006215.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q00169
Peso Molecular de la Proteína	32kDa
Envío	Bolsa de hielo