

Anticuerpo Policlonal Anti-Pitpnm1 Para Wb, Elisa - 000562

Número de artículo: CM0016929



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a PITPNM1 humano. Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. PITPNM1 es una proteína de transferencia de fosfatidilinositol esencial para el tráfico de membranas y la señalización celular. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PITPNM1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Rd9; NIR2; RDGB; DRES9; RDGB1; RDGBA; PITPNM; RDGBA1; PITPNM1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9600
GeneID	9600
Inmunógeno	Proteína recombinante / proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 110-190 de PITPNM1 humano (NP_004901.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00562
Peso Molecular de la Proteína	135kDa
Envío	Bolsa de hielo