


Anticuerpo Monoclonal Anti-Pitrm1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q5Jrx3

Número de artículo: CM0006914



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PITRM1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA.

Reacciona con PITRM1 humano y de ratón, una presecuencia proteasa mitocondrial (~117 kDa) implicada en la degradación de péptidos y la neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PITRM1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MP1; PreP; SCAR30; PITRM1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10531
GeneID	10531
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q5JRX3
Peso Proteico	117kDa
Envío	Bolsa de hielo