


Anticuerpo Policlonal Anti-Pitrm1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q5Jrx3

Número de artículo: CM0030366



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PITRM1 humana, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta PITRM1 de humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre degradación de péptidos mitocondriales y enfermedades neurodegenerativas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	PITRM1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MP1; PreP; SCAR30; PITRM1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10531
ID del Gen	10531
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 758-1037 de la PITRM1 humana (NP_055704.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q5JRX3
Peso de la Proteína	117kDa
Envío	Bolsa de hielo