

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pituitary Homeobox 2 (Pitx2) Para Wb, Elisa - Q99697

Número de artículo: CM0006876



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra el factor de transcripción PITX2 humano, validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Ideal para biología del desarrollo, asimetría izquierda-derecha e investigación de mutaciones de enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Pituitary homeobox 2 (PITX2) mAb de conejo
Observaciones/Alias	RS, RGS, ARP1, Brx1, IDG2, IGDS, IHG2, PTX2, RIEG, ASGD4, IGDS2, IRID2, Otlx2, RIEG1, Pituitary homeobox 2 (PITX2)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5308
GeneID	5308
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del Pituitary homeobox 2 (PITX2) humano (NP_700475.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q99697
Peso proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo