

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pitx2 (Pituitary Homeobox 2) Para Wb, Elisa - Q99697

Número de artículo: CM0018941



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PITX2 humano (Q99697), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar miogénesis, asimetría izquierda-derecha y la anomalía de Peters.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Pituitary homeobox 2 (PITX2) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	RS; RGS; ARP1; Brx1; IDG2; IGDS; IHG2; PTX2; RIEG; ASGD4; IGDS2; IRID2; Otlx2; RIEG1; Pituitary homeobox 2 (PITX2)
Especie	Humano
GeneID	5308
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de PITX2 humano (NP_000316.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99697
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo