

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pitx3 Para Wb, Elisa - 075364

Número de artículo: CM0003167

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PITX3 validado para Western blot y ELISA, que reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación sobre el desarrollo de neuronas dopaminérgicas y la diferenciación del cristalino.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PITX3 Rabbit mAb
Notas/Alias	ASMD; ASOD; PTX3; ASGD1; CTPP4; CTRCT11; PITX3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5309
GeneID	5309
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de PITX3 humano (075364).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	075364
Peso molecular de la proteína	32 kDa
Envío	Bolsa de hielo