


Anticuerpo Monoclonal Anti-Piwil1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q96J94

Número de artículo: CM0011057



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PIWIL1 humano (HIWI, MIWI). Validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación del silenciamiento de células germinales y transposones.

[Aprende más](#)

Atributo	Detalles
Nombre del producto	mAb de conejo anti-PIWIL1
Observaciones/Sinónimos	HIWI; MIWI; PIWI; CT80.1; PIWIL1
Especie	Humano
GeneID (humano)	9271
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia ubicada entre los aminoácidos 700 y 800 de PIWIL1 humano (Q96J94).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q96J94
Peso de la proteína	99 kDa
Envío	Bolsa de hielo