


Anticuerpo Policloal Anti-Piwil1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Jmb7

Número de artículo: CM0019447



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PIWIL1, validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación de la vía de piRNA y células germinales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PIWIL1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MIWI; PIWIL1
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	9271
GeneID	57749
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-160 de PIWIL1 de ratón (NP_067286.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9JMB7
Peso de la Proteína	99kDa
Envío	Bolsa de hielo