

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Piwil2 Para Wb Y Elisa - Q8Tc59

Número de artículo: CM0025190



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PIWIL2 validado para Western blot y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para investigación de la vía piRNA, espermatogénesis e integridad de la línea germinal. UniProt Q8TC59.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo PIWIL2
Observaciones/Alias	CT80; HILI; mili; PIWIL1L; PIWIL2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55124
GeneID	55124
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de PIWIL2 humano (Q8TC59).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q8TC59
Peso Proteico	110kDa
Envío	Bolsa de hielo