

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pjvk Para Wb, Elisa - Q0Zlh3

Número de artículo: CM0007220

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-PJVK validado para WB y ELISA. Dirigido a la pejvaquina humana (DFNB59), una proteína asociada a peroxisomas esencial para la protección auditiva contra el daño inducido por el ruido.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo PJVK
Observaciones/Alias	DFNB59; PJVK
Especie	Humano
GeneID	494513
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 290-352 de PJVK humano (NP_001036167.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q0ZLH3
Peso Molecular de la Proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo