

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pjvk Para Wb, Elisa - Q0Zlh3

Número de artículo: CM0007198

Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-PJVK validado para WB y ELISA. Reconoce la pejvakin humana (40 kDa), una proteína de peroxisoma que protege las células ciliadas auditivas del daño inducido por ruido. Adecuado para la investigación de la pérdida auditiva.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PJVK mAb de Conejo
Observaciones/Alias	DFNB59; PJVK
Especie	Humano
GeneID (humano)	494513
GeneID	494513
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 290-352 de la PJVK humana (NP_001036167.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q0ZLH3
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo