


## Anticuerpo Monoclonal Anti-Pka C-Alfa (Prkaca) Validado Por Kd Para Wb Y Elisa - P17612

Número de artículo: CM0007608



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón anti-PKA C-alfa (PRKACA), validado por KD, para WB/ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Reconoce la subunidad catalítica de quinasa dependiente de cAMP de 41 kDa. Adecuado para el desarrollo de ensayos de IVD e investigación.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | [Validado por KD] PKA C-alfa (PRKACA) mAb de ratón          |
| Observaciones/Alias | CAFD1; PKACA; PPNAD4; [Validado por KD] PKA C-alfa (PRKACA) |
| Especie             | Humano                                                      |
| GeneID              | 5566                                                        |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante de PKA C-alfa (PRKACA) humana         |
| Origen              | Ratón                                                       |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                    |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                   |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                         |
| SWISS               | P17612                                                      |
| Peso de la proteína | 41 kDa                                                      |
| Envío               | Bolsa de hielo                                              |