


## Anticuerpo Monoclonal Anti-Pka C-Alfa (Prkaca) Validado Por Kd Para Wb, If/Icc, Elisa - P17612

Número de artículo: CM0002385



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón validado por KD dirigido contra PKA C-alfa (PRKACA). Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para WB, IF/ICC, ELISA e investigación de señalización de la quinasa dependiente de cAMP.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto           | [Validado por KD] Anticuerpo monoclonal de ratón anti-PKA C-alfa (PRKACA) |
| Observaciones/Alias           | CAFD1; PKACA; PPNAD4; A)                                                  |
| Especie                       | Humano                                                                    |
| ID del Gen (Humano)           | 5566                                                                      |
| ID del Gen                    | 5566                                                                      |
| Inmunógeno                    | Proteína recombinante de PKA C-alfa (PRKACA) humana [Validado por KD]     |
| Origen                        | Ratón                                                                     |
| Categoría                     | Anticuerpos Monoclonales                                                  |
| Aplicación                    | WB, IF/ICC, ELISA                                                         |
| Reactividad Cruzada           | Humano, Ratón, Rata                                                       |
| SWISS                         | P17612                                                                    |
| Peso Molecular de la Proteína | 41kDa                                                                     |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                            |