


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pka C-Alfa (Prkaca) Para Wb, If/Icc, Elisa - P17612

Número de artículo: CM0016079



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PKA C-alfa (PRKACA). Validado para WB, IF/ICC y ELISA en humanos, ratones y ratas. Adecuado para estudios de señalización del cAMP y fosforilación de quinasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra PKA C-alfa (PRKACA)
Observaciones/Alias	CAFD1; PKACA; PPNAD4; PKA C-alfa (PRKACA)
Especie	Humano
GeneID (humano)	5566
GeneID	5566
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-351 de la PKA C-alfa humana (PRKACA) (NP_002721.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P17612
Peso molecular de la proteína	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo