


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pka C-Alfa Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P17612

Número de artículo: CM0011889



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra PKA C-alfa (PRKACA), validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para el estudio de la señalización del cAMP, el cáncer y la función plaquetaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] mAb de conejo contra PKA C-alfa
Observaciones/alias	CAFD1; PKACA; PPNAD4
Especie	Humano
ID del gen (humano)	5566
ID del gen	5566
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-351 de la PKA C-alfa humana (PRKACA) (NP_002721.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P17612
Peso de la proteína	41 kDa/40 kDa
Envío	Bolsa de hielo