

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pka C-Beta (Prkacb) Para Wb - P22694

Número de artículo: CM0007616

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra la PKA C-beta humana (PRKACB). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización del cAMP y la función de las quinasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo PKA C-beta (PRKACB)
Observaciones/Alias	CAFD2; PKA C-beta (PRKACB)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5567
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 251-351 de la PKA C-beta humana (PRKACB)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22694
Peso Molecular de la Proteína	41kDa
Envío	Bolsa de hielo