


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pkac α Para Wb Y Elisa - P17612

Número de artículo: CM0022591



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PKAC α humano (PRKACA), validado para Western blot y ELISA. Reacciona con muestras de humano, ratón y rata. Adecuado para estudiar la señalización del cAMP, la actividad de la quinasa y vías relacionadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo PKAC α
Observaciones/Alias	PRKACA, PKACA, PPNAD4, subunidad alfa catalítica de la proteína quinasa dependiente de cAMP, PKAC α
Especie	Humano
GeneID	5566 (Humano)
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 251-351 del PKAC α humano (NP_002721.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17612
Peso Proteico	39kDa/40kDa
Envío	Bolsa de hielo