


Anticuerpo Monoclonal Anti-Pkc Alfa Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P17252

Número de artículo: CM0002485



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra PKC alfa humano (P17252). Validado en WB, IHC-P, IP, ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para estudiar señalización celular, cáncer y biología cardíaca.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PKC alfa Rabbit mAb
Observaciones/Alias	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; PKC alfa
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5578
GeneID	5578
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 573-672 del PKC alfa humano (P17252).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17252
Peso Proteico	77kDa
Envío	Bolsa de hielo