


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pkc Alfa Para Wb/Elisa - P17252

Número de artículo: CM0007148



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra la PKC alfa humana. Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en cáncer, hipertrofia cardíaca y señalización celular. ~77kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PKC alfa mAb de conejo
Observaciones/Alias	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; PKC alfa
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5578
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de la PKC alfa humana. (NP_002728.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17252
Peso proteico	77kDa
Envío	Bolsa de hielo